




 **EUROHOLTER**

IS MADE IN LUMED®



 **LUMED®**  
[www.lumed.com](http://www.lumed.com)

## EUROHOLTER È UN PRODOTTO LUMED®

Rapidità e precisione: **EUROHOLTER** è il vostro compagno di lavoro ideale che gestisce registrazioni a 3 o 12 canali, con durata variabile tra 24 ore e una settimana.

Grazie alle due versioni di software disponibili è possibile trovare la migliore soluzione per le proprie esigenze:

**EUROHOLTER Professional** offre tutti gli strumenti necessari all'attività di routine:

- Gestione di esami a 3 e 12 canali
- Famiglie Morfologiche
- Analisi morfologica avanzata con algoritmo esclusivo Beat Overlay
- ECG Compattato
- Strip ECG con esempi automatici o manuali
- Analisi RR e FC
- Analisi ST dinamica ed interattiva
- Rilevazione e analisi del Pacemaker
- Rilevazione e analisi della Fibrillazione e del Flutter Atriale
- Gestione evoluta dell'archivio
- Funzioni di BackUp
- Gestione degli utenti
- Interfaccia GDT
- HVR Variabilità della FC nel Tempo e nella Frequenza

**EUROHOLTER** is the fast and reliable companion for your Holter Analysis, fulfilling all your needs. It operates on 3- and 12-channel recordings, from 24 hours up to 7 days.

Thanks to the dual software versions, you can easily find the optimal solution:


**EUROHOLTER Professional** offers all the features required in the daily routine:

- Management of 3- and 12-channel recordings
- Morphological Templates
- Enhanced Templates evaluation based on the exclusive Beat Overlay Analysis
- Full Disclosure ECG
- Automatic and Manual ECG Strip collection
- RR and Heart-Rate Analysis
- Dynamic and interactive ST Analysis
- Pacemaker detection and Analysis
- Detection and Analysis of Atrial Fibrillation and Atrial Flutter
- Enhanced archive management, both local and shared
- Backup and retrieve procedures
- Users account management
- GDT Interface
- Time-Domain and Frequency-Domain HRV



Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari. I prodotti potrebbero differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti qui descritti senza darne preavviso.

Every Trademark or Registered Mark is property of the respective owner. The products may differ from the content of the present document. The Manufacturer has the right to modify the products without prior notice.



## EUROHOLTER IS MADE IN LUMED®

**EUROHOLTER Clinical** aggiunge funzioni evolute, per la gestione di pazienti impegnativi:

- HRT Heart-Rate Turbulence
- TWA T-wave Alternance
- DC Heart Rate Deceleration Capacity
- QT, QTc e Dispersione
- SAP Apnee del sonno
- Vettocardiogramma
- VLP/SAECG analisi dei potenziali tardivi

**EUROHOLTER Hookup** è dedicato alla gestione dei registratori: programmare e scaricare i dati non è mai stato così semplice e intuitivo.

Le registrazioni scaricate da **EUROHOLTER Hookup** vengono messe a disposizione dei refertatori, grazie alla connettività evoluta del sistema.

**EUROHOLTER** offre una solida operatività di rete che permette a più utenti di condividere l'archivio, tenendo traccia dei rispettivi carichi di lavoro o Work-List.

Le postazioni **EUROHOLTER Professional** e **Clinical** afferiscono ad un archivio locale o in rete, dove **EUROHOLTER Hookup** invia le registrazioni.

**EUROHOLTER OPERA IN CLOUD!**

 **EUROHOLTER**

**EUROHOLTER Clinical** adds further advanced features:

- HRT Heart-Rate Turbulence
- TWA T-wave Alternans
- DC Heart-Rate Deceleration Capacity
- QT, QTc and Dispersion
- SAP Sleep Apnoea
- Vectorcardiogram
- VLP/SAECG Late Potentials and Signal-Averaged ECG


**EUROHOLTER Hookup** is the software designed to program the recorders and to download the recordings. Hence, it is really simple and intuitive.

**EUROHOLTER hookup** stores the recordings in the shared archive, where **EUROHOLTER Professional** and **Clinical** are linked.

**EUROHOLTER** also offers a consistent and solid networking operability, so many users can share the same archive.

The Work-List management is included, enabling each user to handle its own examinations.

**EUROHOLTER IS READY FOR THE CLOUD!**





SEDE DI OPERA [MI]  
VIA STAFFORA 18/9 • 20090, OPERA [MI] • ITALY  
TEL: 02 57606751 • FAX:02 57606752

SEDE DI FORLÌ [FC]  
VIA SENIO 36/40 • 47121, FORLÌ [FC] • ITALY  
TEL: 0543 702380 • FAX:0543 707518